

!!! Helfen Sie Leben retten !!!



HeartSine™

samaritan PAD – Notfall-Ersthelfer-Defibrillator

TIME OUT MUSS NICHT „ENDE“ HEISSEN!

Heartsine - Zukunftstechnologie die Leben rettet!



ALLES WAS EIN „ERSTHELFER“ BRAUCHT

1100g leicht, kein Gramm zuviel.... und doch alles dabei....

Biphasische SCOPE Technologie, besonders schonend und sicher.

1-2-3 Bedienung: Einschalten – Anweisungen und Grafiken folgen ... Leben retten!

Im Lieferumfang enthalten:

- wetterfeste Tragetasche blau/gelb mit Fach für Zubehör
- 2 kombinierte Batterie/Elektrodenkassetten
- 5 Jahre Garantie

Immer einsatzbereit durch automatische Selbsttests

Klare, laute und deutliche Sprachausgabe

Erhältlich in deutsch, englisch, französisch, italienisch



3 JAHRES PAD-PAK KASSETTE

Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für 30 Elektroschocks mit 200 J. oder 6 Std. Daten – und 45 Min. Sprachaufzeichnung.

***** Neu zertifiziert nach IP56 – Ideal für Feuerwehren und Badeanstalten
oder bei Einsätzen unter widrigen Bedingungen! *****

Nur EIN gemeinsames Haltbarkeitsdatum,
nur EIN Kontrolldatum = geringste Folgekosten!

LEICHT, SICHER, SCHNELL, EINFACH, ZUVERLÄSSIG

Egal wo, im Betrieb, Verein, Hotel, Flugzeug, Schiff, Rettungsdienst, Auto, Geschäft, U-Bahn, Samaritervereine, etc. oder Privat (Risikopersonen) der Samaritan PAD ist stets einsatzbereit

Fr. 2'000.00 exkl. MwSt.

Technik & Zubehör



Technische Daten:

Grösse	200mm x 184mm x 48mm		
Gewicht:	1000g; mit Elektroden und Batterie 1100g		
Batterie:	Lithium (LiMnO ₂ , 18V, 0.8 Amp. HRS)		
	Kapazität: >30 Schocks mit 200J oder 6 Stunden bei kontinuierlicher Aufzeichnung		
Batterielebenszeit:	3 Jahre nach Herstelldatum (gilt auch für Elektroden!)		
Selbsttest:	Wöchentlich und Monatlich		
Garantie:	5 Jahre Herstellergarantie		
Version AHA 2005:	Erwachsene	1. Schock 150J	2. Schock 150J
	Kinder	1. Schock 50J	2. Schock 50J
			3. Schock 200J
			3. Schock 66J
Wellenform:	SCOPE Biphasisch . Optimiert mit Impedanzanpassung		
Ladezeit bis Schock:	<8 sek. bis 150J <12 Sek. bis 200J		
Bedienung:	2 Tasten. EIN/AUS und Schocktaste		
Analyse von:	EKG, Signalstärke, Elektrodenkontakt und Impedanz		
Sensitivität/Spezifität:	Erfüllt AAMI DF80:2003		
Displayanzeige:	Elektroden aufkleben, Patient nicht berühren, Patient kann wieder berührt werden (HLW/CPR), Schocktaste, Bereitschaftsanzeige		
Warnmeldungen:	Batteriezustand (<10 Schocks), Elektrodensitz/Anbringung, Service/Wartung,		
fehlende Batterie			
Meldungen/Hilfe:	Optisch und akustische Bedienerführung		
Sprache(n)	Standard Deutsch – andere Sprachen auf Bestellung (D/F/E//etc.)		

Zulassung/Zertifizierung:

CE/FDA:	EN60601-1-2, Zweite Ausgabe 2001
Abstrahlung:	CISPR11: 1997 + 1A:1999+A2:2001 Gruppe 1 Klasse B
Elektrostat.:	EN61000-4-2:1995 (8KV)+A1:1998:A2:2000
AF Immunität:	EN61000-4-3:1996, 80MHz-2.5 GHz (10V/m)+A1:1998+A2:2000
EMC:	EN61000-4-8:1993 (3A/m)+A1:2000
Luffahrtzulassung:	RTCA/DO-160D:1997; Absatz 21, Kategorie M

Betriebsdaten:

Arbeitstemperatur:	0° - 50°C	Lagerung: -10°C - +50°C
Luftfeuchtigkeit:	5-95% (nicht Kondensierend)	
Spritzwasserschutz:	IEC 60529/EN 60529 IP56	
Bis in eine Höhe von:	0 - 4575m	
Datenauswertung:	mit USB Kabel und Saver-Software (optional)	
Interner Speicher:	45 Min EKG und Ereignisaufzeichnung	
Schock:	MIL STD 810F, Meth. 516.5, Ablauf I (40G's)	
Vibration:	MIL STD 810F Meth. 514.5+, Kat 4 LKW Transp., Kat 7 Flugzeuge – Jets 737 & Gen.Aviat. (Exposure)	

Erhältliches Zubehör:

Elektroden/Batterie-kassette:	Gewicht: 0.1 kg Grösse in mm: 100 x 133 x 24 Elektroden: Gel-Elektroden, Kabel-Länge: 1.2m
AED Wandschrank:	Aufbewahrungskasten für öffentlich zugängliche AED's mit Alarm
AED Trainer:	Form und Aussehen wie PAD – dient zu Schulungs- und Demozwecken
Software:	Saver-Datenauswertungssoftware – Auslesen und Auswerten des PAD

Samaritan PAD und Zubehör erhältlich bei:

Notfallausrüstung Walenzki
 Bollstrasse 15
 CH-8405 Winterthur
 Tel 052 238 11 53 Fax 052 238 11 52
 e-mail: info@notfallausruestung.ch
 Internet: www.notfallausruestung.ch

Generalimporteur für die Schweiz:

Orbitron Medical GmbH
 Alte Landstrasse 106
 9445 Rebstein

www.orbitron.ch