



Telespro Rescue Covering/Schutzhülle für Notfall-Service

Das Unfallopfer vor Wärmeverlust und Bakterien zu schützen hat bezeichnende Vorteile für die weitere Behandlung. Ein vereinfachter Rettungsprozess/eine vereinfachte Rettung verkürzt die Transportzeit. Außerdem wird die Patientensicherheit verbessert.

Die neue Telespro Rescue Covering vereint die wichtigsten Eigenschaften verschiedener Produkte der Unfallopfer-Rettung mit normalen Produkten. Solche, die sonst nur für den Schutz und die Verlegung von Patienten genutzt werden.

Sie gibt dem Patienten einen intensiveren und effektiveren Schutz während des gesamten Rettungsprozesses und macht gleichzeitig die Arbeit der „Helfer“/Ärzte einfacher und wirksamer.

Die Telespro Rescue Covering besteht aus GORE™ Rescue Laminat, was die Patienten besonders gut/effektiv gegen rauhe Wetter-/Witterungsverhältnisse (-bedingungen), Kälte, Feuchtigkeit und Wind, sowie gegen das Eindringen von Bakterien schützt.

Die Telespro Rescue Covering für die Notfallrettung wurde an der Universität von Kuopio/Finnland entwickelt.

Anwendungs-/Einsatzgebiete:


- Unfälle im Freien • Massenanfall von Verletzten und Kranken
- Schutz nicht „richtig“/vollständig/ausreichend gekleidete Patienten • Schutz von Patienten, die auf Transport warten
- Helikopter-Rettung: Luftrettung • Wasserrettung, DLRG
- Verbrennungsoffer • Bergwacht, Bergrettung, zum Beispiel im Ski-Gebiet/Ski-Center • Militär

Viele funktionelle Eigenschaften

- **Viele Reißverschlüsse:**
Einfach anzulegen: Frei zu öffnen und zu schließen, während der Patient medizinisch behandelt wird
- **Verstellbare Weite:**
Eine flexible Größe, die der Mehrheit der Patienten passt. Nutzbar auch mit Halskrause, Rückenbrettern, Schienen etc
- **Reflektoren:**
Erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit
- **Griffe für den Krankentransport:**
Auch in engen Räumen, wie zum Beispiel einem Treppenhaus, leicht zu transportieren/zu tragen
- **Tragbar und faltbar:**
Einfach zu bewegen, zu tragen und zu verstauen
- **Tasche für externe Heizelemente:**
Erleichtert das aktive Wärmen des Körpers des Patienten

Materialien bester Qualität

- GORE™ Rescue Blanket laminate**
- **Feuchtigkeits- und winddicht, aber atmungsaktiv**
Effektiver Schutz gegen Kälte, Wind und Feuchtigkeit
 - **Barriere gegen Bakterien**
Zwischen Stoffschichten eine Membran
 - **Waschbar bei 70 ° C**
Hygienisch
Für eine lange und dauerhafte Benutzung
 - **Patienten Komfort**
der Stoff fühlt sich sehr angenehm an
 - **Isolierende Unterlage**
Gute thermische Isolierung, die den Patienten vor Wärmeverlust schützt



1 Das Rettungsteam (Notfall-Service-Personen) lassen den Patienten auch im Krankenhaus einfach in der Schutzhülle

2 Das Rettungsteam bekommt sofort eine gebrauchsfertige Rescue Covering aus dem Lager des Krankenhauses.

3 Das Krankenhaus gibt die benutzte Rescue Covering in die Krankenhaus-Wäscherei.

4 Die Wäscherei sendet die saubere Rescue Covering zurück ans Krankenhaus.

Der Telespro Instandhaltungs-Service

Den Rettungswagen und die Ausrüstung sauber zu halten ist von größter Wichtigkeit für die Sicherheit sowohl der Patienten, als auch der Retter. Mit dem Telespro Instandhaltungs-service reduziert sich der Druck/Zwang, Zeit für die Reinigung zu investieren.

Die einzigartige Eigenschaft der Verteilung unserer Rescue Coverings und des Services ist, daß die Rescue Coverings für den kontinuierlichen Gebrauch gedacht sind. Dies bringt/gibt dem Nutzer mehr Vorteile; die einmalige/anfängliche Investition ist gering. Die Schutzhüllen sind über Telespro versichert und werden bei Zerstörung ausgetauscht.

Der Reinigungsservice entwickelt/kreiert eine Zirkulation/ein Rotieren unserer Schutzhüllen zwischen Rettungsdiensten, Krankenhäusern und Wäschereien.

Wir streben Verbesserungen an:

Sicherheit – Die Patienten und die Hilfskräfte schützen

Der Telespro Instandhaltungsservice garantiert die Hygiene der Rescue Coverings:

- effektiver und kontinuierlich ausgeführter Reinigungsservice liefert den Kunden hygienisch saubere Rescue Coverings.
- Saubere Rescue Coverings sind für den wiederholten Gebrauch immer verfügbar.
- Markierte und nummerierte Rescue Coverings erlauben Telespro den Instandhaltungs-service mit seinen hohen Standards und den spezialisierten Krankenhauswäschereien zu verfolgen und nachzuvollziehen.

Effizienz – Zeit- und Kostenreduzierung der Tätigkeiten

Verbesserte Effektivität der Rettung verkürzt die Zeit der Rettungsarbeit:

- Die Rettungsteams bekommen sofort eine saubere Rescue Covering/Schutzhülle, wenn der Patient übergeben wurde. Dadurch wird die Behandlungszeit sichtlich verkürzt.

- Die benutzte Rescue Covering verbleibt im Krankenhaus und wird zur Reinigung und Instandhaltung in die Wäscherei gegeben.

Fortlaufender Schutz – Anstieg des Standards und der Effektivität vom Rettungsservice

Den Patienten wird auch nach der Ankunft im Krankenhaus ständiger Schutz gewährt:

- Vereinfachen des Patiententransfers
- Wärmeerhalt ohne Unterbrechungen, auch im Krankenhaus.

Das Telespro Instandhaltungsservice-Modell wurde in Finnland seit Frühjahr 2004 organisiert. Wir haben viele gute Feedbacks/Rückmeldungen unserer guten Kunden erhalten. Sie sind in verschiedenen Bereichen des Rettungsservices vertreten, inklusive dem ambulanten Notfallservice, finnische Rettungshubschrauber und Küsten-Rettungsservice; Krankenhäuser und einige private Organisationen wie z.B. Ski-Center.

TELESPRO™
TelesPro Finland Oy

Telespro Finland GmbH • Mikrokatu 1, FI-70210 KUOPIO, FINNLAND
Tel. +358 207 691 250, Mobil: +358 400 633 286 • Fax +358-17-441 2051 • telespro@telespro.fi

www.telespro.fi