

Weltneuheit !!



CHF 2'690.50 exkl. MwSt.

Lieferumfang:

- HeartSine Samaritan PAD 500P
- **2 Stück** kombinierte Batterien/ Elektrodenkassetten (PadPak's) mit mind. 3 Jahren Haltbarkeit
- 1 Tragetasche (gelb/blau)
- Gebrauchsanweisung
- 7 Jahre Herstellergarantie

Technische Daten:

- CE 0120 und ISO zertifiziert
- Luftfahrtzulassung
- IP 56 Staub- und Spritzwasserschutz
- MPG Klassifizierung: 2b
- militärische Zulassung
- sehr kurze Ladezeit bis Schockabgabe (< 8 sek.)
- neueste biphasische Technologie (SCOPE)
- 1100g leicht
- über Datenschnittstelle auf die neuesten Richtlinien updatebar
- integrierter Speicher mit Aufzeichnung aller relevanten Daten
- CPR-Qualitätskontrolle mit Feedback (schneller drücken, fester drücken, gute Kompressionen)
- Audiovisuelle Führung, Sprachausgabe

Die Revolution: Reanimation 2.0

Defibrillieren Sie noch - oder Reanimieren sie schon?

Der lebensrettende Stromstoss durch einen automatisierten Defibrillator war ohne Zweifel die grösste Revolution in der Laien-Ersten-Hilfe. Doch nichts ist so gut, das man es nicht noch verbessern könnte.

Wir haben die Herausforderung angenommen

Für die meisten Dinge im Leben ist ein Teil zu wenig. Auch die Reanimation besteht aus zwei Teilen: möglichst frühe Defibrillation gemeinsam mit sofortiger Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR) bringen den grössten Erfolg.

Der Samaritan PAD 500P unterstützt Sie durch einfache und klare Anweisungen in der Reanimation und gibt Ihnen somit die Sicherheit, während der gesamten Hilfeleistung stets das Richtige zu tun. Durch eine spezielle Anzeige am Gerät sehen Sie mit einem Blick wie gut Sie das CPR machen. Gleichzeitig sagt Ihnen der PAD 500P mittels Sprachausgabe ob Sie schneller drücken, langsamer drücken, fester drücken müssen oder ob die Kompressionen gut sind. Einfacher geht es nicht mehr!

Einfachste Bedienung

Der PAD 500P verwendet das selbe PAD-Pak System wie der PAD 300P. Damit entspricht auch dieses Modell dem Anspruch auf optimale Bedienerfreundlichkeit und kostenoptimierte Instandhaltung.

Wussten Sie schon?

70 % aller Herzdruckmassagen werden nur unzureichend durchgeführt. Der PAD 500 hilft, dies zu verbessern.